


Kauf des Produktes “Human-Femurkopf, thermodesinfiziert, gefrierkonserviert”

- **Zugelassenes Arzneimittel** durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI)
- Thermodesinfektion mit dem Marburger Knochenbank-System (validiertes System seit über 20 Jahren)
- Femurköpfe von **Lebendspendern** aus **deutschen Krankenhäusern**
- Sofort verfügbar als große ($\varnothing \geq 42\text{mm}$), kleine ($\varnothing < 42\text{mm}$) und halbe Femurköpfe
- Flexibel einsetzbar - auch ohne lokales Knochenbank-System



ABLAUF

- Das **Bestellformular** ausfüllen und an uns faxen.

Wichtig: Wir benötigen den Namen und die Unterschrift des anfordernden Arztes oder Apothekers, da es sich bei dem Produkt um ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel handelt.



- Wenn ein Tiefkühler vorhanden ist, empfehlen wir die **Bestellung von mehreren Femurköpfen**, da sich der Betrag für die Transportkosten dadurch, bezogen auf einen Kopf, **erheblich verringert**.



- **Anlieferung** an gewünschter Stelle im Krankenhaus bis spätestens 10 Uhr am Tag nach Ihrer Bestellung durch die von uns beauftragte **Spedition**.

Voraussetzung: Eingang der Bestellung bis 14 Uhr

Anmerkung: Terminanlieferungen oder Anlieferung am Montag (gegen Aufpreis) problemlos möglich



- Die entgegennehmende Person kontrolliert, ob der Logger grün blinkt – was bedeutet, dass die Kühlkette eingehalten und der Femurkopf **tiefgekühlt** angeliefert wurde – nimmt den Kopf entgegen, unterschreibt das Formular und lagert ihn bei $\leq -20^\circ\text{C}$ (Haltbarkeit von 2 Jahren ab Herstellungsdatum).

